

قرارات، مقررات، آراء

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم،

وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004، يجعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا.

إن وزير التجارة،

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا.

المادة 2 : من أجل تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي ، فإن مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش و تلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق .

كما يجب أن يستعمل هذا المنهج ، من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004.

نور الدين بوكروح**الملحق****منهج لتحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي**

1-التعريف : تقتضي متطلبات هذا المنهج، تطبيق التعاريف التالية .

1.1 تخفيف أولي (المحلل الأم) : محلل، محلول أو مستحلب حصل عليه بعد وزن أو كيل كمية من المنتج المراد تحليله (أو العينة المراد تجربتها والمحضرة انطلاقا من هذا المنتج) التي تم خلطها إن اقتضت الحاجة باستعمال خلاط مع مراعاة الاحتياطات الملائمة (6) تسع مرات نفس كمية المخفف (3) مع ترك الجزيئات الكبيرة تتوضع إن وجدت.

يمكن في بعض الحالات، إضافة المخفف بكثرة لاسيما بالنسبة للمنتجات التي تعطي محلل الأم 9+1 لزج أو كثيف. وفي حالات أخرى، يمكن استعمال تخفيف أولي مركز أكثر من 9+1 ذلك بالنسبة لنتائج التجربة التي لها علاقة مع بعض معايير المواصفات. يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا العامل لمواصلة العمليات و/ أو للتعبير عن النتائج.

2.1 التخفيفات العشرية التالية : محلل، مستحلب أو محلول متحصل عليه بخلط حجم معين للتخفيف الأولي (1.1) مع

تسع مرات نفس حجم المخفف المناسب و تكرر هذه العملية على كل تخفيف محضر إلى غاية الحصول على مجموعة من التخفيفات العشرية المناسبة لزرع أوساط الزرع .

2-المبدأ

لتسهيل الفحص الميكروبيولوجي، نقوم بتحضير التخفيف الأولي (محلل الأم) (1.1) و إذا اقتضى الأمر التخفيفات العشرية الموالية (2.1) و هذا لتقليص عدد الأعضاء المجهرية لوحدة حجم.

3-المخففات**1.3 المكونات الأساسية**

لتحسين صحة النتائج، يشترط لتحضير المخفف، استعمال مكونات أساسية مجففة أو تحضير كامل مجفف. يجب احترام التعليمات التقنية بدقة. يجب أن تكون المنتوجات الكيميائية ذات نوعية تحليلية معترف بها.

يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا في جهاز من الزجاج أو ماء خال من الأملاح المعدنية، خال من المواد التي بإمكانها التأثير على نمو الأعضاء المجهرية في الظروف التي أجريت فيها التجربة. يتعين مراقبة هذا الجانب دوريا خاصة في حالة الماء المنزوع الأملاح المعدنية.

يتعين استعمال محاليل هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكلوريدريك (حوالي 0.1مول/ل) من أجل تعديل العامل الهيدروجيني pH للمخففات، ما لم يرد بيان مخالف.

2.3 المخففات للاستعمال العام**1.2.3 محلول بيتون- ملح****التركيب**

بيتون.....1,0 غ
كلورور الصوديوم NaCl.....8,5 غ
الماء.....1000 ملل

يذوب بالماء حتى 1000 ملل. يحفظ المحلول الأصلي في الثلاجة.

قبل الاستعمال، يضاف 1 ملل من المحلول الأصلي (في 20م°) لـ 1000 ملل من الماء لاستعماله كمخفف.

3.3 المخففات للاستعمال الخاص

1.3.3 محلول سترات الصوديوم (للجبين، والجبن الطري والحليب الجاف هات ماکر Hatmaker)

التركيب

سترات ثلاثي الصوديوم المميّه مرتين
Na₃ C₆H₅O₇2H₂O 20,0 غ
ماء 1000 ملل

التحضير

يذوب الملح في الماء بالتسخين بين 45م° و 50م° .
يعدل العامل الهيدروجيني إلى أن يبلغ بعد التعقيم 0,1 ± 7,5 في 25م° .

2.3.3 محلول مونوهيدروجينو- فوسفات البوتاسيوم (للجبين، و الجبن الطري- حمض الكازيين- مسحوق الكازيين اللبني- الكازينات- مساحيق مصل الحليب الحمضي الحمضيات والقشدة الحامضة).

التركيب

مونوهيدروجينو- فوسفات البوتاسيوم
K₂HPO₄ 20,0 غ
ماء 1000 ملل

التحضير

تذويب الملح في الماء بالتسخين بين 45م° و 50م° .

يعدل العامل الهيدروجيني pH. بالنسبة للتخفيف الأولي لحمض الكازيين، الكازيين اللبني ومسحوق مصل الحليب الحمضي، يجب أن يكون العامل الهيدروجيني بعد التعقيم 0,1 ± 8,4 في 25م° . أما بالنسبة للكازينات، الأجبان، الأجبان الطرية والقشدة الحامضة، يكون العامل الهيدروجيني 0,1 ± 7,5

التحضير

تذويب المكونات في الماء ، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر،
يعدل العامل الهيدروجيني pH إلى أن يبلغ بعد التعقيم 0,1 ± 7,0 في 25م° .

2.2.3 محلول رينجر المخفف عند الربع

التركيب

كلورور الصوديوم NaCl 2,25 غ
كلورور البوتاسيوم KCl 0,105 غ
كلورور الكالسيوم الجاف CaCl₂ 0,06 غ
هيدروجينوكاربونات الصديوم NaHCO₃ 0,05 غ
ماء 1000 ملل

التحضير

تذويب الأملاح في الماء.
تعديل العامل الهيدروجيني إلى أن يبلغ بعد التعقيم 0,1 ± 6,9 في 25م° .

3.2.3 محلول بيبتون

التركيب

بيبتون 1,0 غ
ماء 1000 ملل

التحضير

تذويب بيبتون في الماء.
تعديل العامل الهيدروجيني إلى أن يبلغ بعد التعقيم 0,1 ± 7,0 في 25م° .

4.2.3 محلول الفوسفات

تركيب المحلول الأصلي

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم
(KH₂PO₄) 42,5 غ
ماء 1000 ملل

التحضير

يذوب الملح في 500 ملل من الماء، يعدل العامل الهيدروجيني بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكلوريدريك لـ 1 مول /ل، إلى أن يبلغ بعد التعقيم 0,1 ± 7,2 في 25م° .

في حين، يجب عدم تعقيم الماصات في جهاز التعقيم، وذلك بسبب تكثف الرطوبة على الجوانب الداخلية للماصة أثناء التبريد مما يؤثر على دقة الحجم المراد أخذه.

2.4 تجهيزات المجانسة

يجب استعمال إحدى التجهيزات التالية :

أ- جهاز المجانسة الدوراني، يبلغ عدد الدورات فيه بين 8000 د-1 و 45000 د-1، يحتوي على كؤوس زجاجية أو حديدية مجهزة من الأفضل بأغطية ومقاومة للتعقيم.

ب- جهاز المجانسة من النوع الحلقي (Stomacher) يحتوي على أكياس بلاستيكية معقمة .

يجب أن تكون سعة الكؤوس و الأكياس البلاستيكية (كيس Stomacher) كافية تسمح بمزج العينة جيدا مع الكمية المناسبة للمخفف . و على العموم، يجب أن يكون حجم الوعاء يساوي مرتين حجم العينة و المخفف معا.

3.4 رجاج له القدرة على خلط 1ملى أو 2ملى من العينة المراد تجربتها (في حالة المواد السائلة) أو خلط التخفيفات العشرية في أنبوب ذو سعة كافية، مع 9 ملل أو 18 ملل من المخفف للحصول على معلق متجانس و ذلك عن طريق حركات دورانية خارج مركز محتوى أنابيب الاختبار (مثال زجاج فورتيكس).

4.4 قنينات يمكن أن تستوعب 90 ملل من المخفف المستعمل لتحضير المحلول الأصلي أو عدة أحجام من 90 ملل، مع ترك فراغ كافي في هذه القنينات لتسهيل عملية الرج.

5.4 أنابيب اختبار يمكن أن تستوعب 10 ملل (أو عدة أحجام من 10ملى إذا اقتضى الأمر) من العينة المراد تجربتها (إذا كانت سائلا) أو التخفيف الأولي (في حالات أخرى) أو تخفيفات عشرية المولية، مع ترك فراغ كافي في الأنابيب لتسهيل عملية الرج.

6.4 ماصات (مسدودة بواسطة قطن) ذات سعة معتبرة تقدر بـ 1ملى و فتحة سيلان تبلغ بـ 1,75ملى و يبلغ قطرها 3 مم.

ينبغي عدم استعمال ماصات مشققة، و إذا استلزم الأمر يتعين أن تكون تدرجات الماصة واضحة لتمييزها عن المحتوى.

7.4 ماصات مدرجة (مسدودة بواسطة قطن) ذات سعة كبيرة نسبيا مثلا 10 ملل أو 20 ملل .

4.3 التوزيع، التعقيم وحفظ المخفف

بالنسبة للتخفيف الأولي، يوزع المخفف (3.2 أو 3.3) في القنينات (4.4)، أما بالنسبة للتخفيفات العشرية (3.2)، فتوزع في أنابيب اختبار (4.5) بكميات تسمح بعد التعقيم باحتواء كل قنينة (4.4) على 9,0 ملل (أو كميات أخرى مطلوبة) و كل أنبوب اختبار (4.5) على 9,0 ملل من المخفف أو مخفف متعدد يقدر بـ 9,0 ملل (أو كميات أخرى مطلوبة).

تسد الأنابيب و القنينات.

تعقيم بواسطة جهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة في 121م± (يمكن أن تكون مدة التعقيم طويلة بالنسبة للأحجام الكبيرة).

في حالة عدم استعمال المخفف فوراً، يتعين حفظه بعيداً عن الضوء من 0م إلى 5م لمدة شهر كحد أقصى في ظروف لا يحدث فيها أي تغير في حجم المخفف أو تركيبه.

إذا أردنا إحصاء عدة مجموعات من الأعضاء المجهرية باستعمال أوساط زرع مختلفة، يمكن توزيع كل المخففات (أو البعض منها) بكميات أكبر من 9,0 ملل. يجب أن تكون أحجام أنابيب الاختبار و القنينات (4,5 و 4,4) متناسبة مع أحجام المخففات.

4- التجهيزات و الأدوات الزجاجية

تعتبر التجهيزات ذات الاستعمال الواحد مقبولة شأنها شأن الأدوات الزجاجية المعاد استعمالها، إذا كانت خصوصياتها مطابقة لخصوصيات الأدوات الزجاجية و أن تكون مقاومة للتعقيمات المتكررة و أن تكون خاملة كيميائياً.

الأدوات العادية للمخبر الميكروبيولوجي

لاسيما :

1.4 أجهزة التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم) (جهاز تعقيم معزول أو مدمج داخل نظام تحضير و توزيع الأوساط) .

يجب تعقيم الأدوات الملامسة للمخفف، للعينة المراد تجربتها و التخفيفات إلا في حالة ما إذا كانت معقمة مسبقاً (التجهيزات البلاستيكية) .

أ- سواء في الفرن، بتثبيتته في درجة حرارة تتراوح بين 170م و 175م لمدة ساعة واحدة على الأقل .

ب- سواء في جهاز التعقيم، بتثبيتته في درجة حرارة تقدر بـ 121 م± لمدة 20 دقيقة على الأقل.

تحضر التخفيفات الموالية حسب 2,6.

2.1.6 الحليب الجاف، مسحوق مصلى الحليب ، مسحوق المخيض واللاكتوز

خلط بعناية محتوى الوعاء المغلق بتحريكه
وقلبه بصفة مكررة.

إذا كانت العينة المراد تجربتها موجودة في
الرزق الأصلي ومعبأة بطريقة لا تسمح بالخلط الجيد ،
يتعين تحويلها إلى وعاء أكبر. يخلط الوعاء ثم يفتح
لاقتطاع العينة المطلوبة بواسطة ملعقة وفق الطريقة
المبينة أدناه.

يغلق الوعاء مباشرة بعد ذلك.

تسخن قنينة تحتوي على 90 ملل من المخفف
ملائم (2.3) في حمام مائي (11.4) أو مسحوق الحليب
هات ماكر(1.3.3)، إذا اقتضى الأمر ويبلغ عامله
الهيدروجيني $0,1 \pm 7,5$ في $45^\circ \text{م} \pm 1$.

وزن 10 غ من العينة المراد تجربتها في وعاء
زجاجي مناسب (مثل وعاء بيشر)، يفرغ المسحوق
ببطء في قنينة التخفيف المحتوية على المخفف
المختار أو وزن 10 غ من العينة المراد اختبارها
مباشرة في القنينة مع المخفف.

لتذويب المحتوى، تدور القنينة ببطء من أجل
تمييه المسحوق تم ترج 25 مرة لمدة 10 ثوان عن
طريق حركات تبلغ حوالي 300 مم . يمكن استعمال
جهاز المجانسة من النوع الحلقي (2.4ب) كوسيلة
أخرى للرج .

إعادة وضع القنينة في الحمام المائي لمدة 5
دقائق مع الرج من حين لآخر.

تحضر التخفيفات الموالية وفق 2.6.

من أجل الحصول على مسحوق حليب جيد
معاد تكوينه وخاصة مسحوق الحليب هات ماكر،
يمكن استعمال كريات زجاجية (8.4). وفي هذه الحالة،
يتعين وضعها في القنينات قبل التعقيم.

3.1.6 الجبن و الجبن الطري

يوزن 10 غ من العينة المراد تجربتها في كبسولة
توضع في وعاء جهاز المجانسة الدوراني (2.4) أو
جهاز المجانسة من النوع الحلقي (2.4ب) أو توزن 10 غ
من العينة المراد اختبارها مباشرة في الوعاء .

أثناء استعمال جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز
المجانسة من النوع الحلقي، يضاف 90 ملل من
المخفف (2.3)، أو (1.3.3) أو (2.3.3) ويكون العامل
الهيدروجيني $0,1 \pm 7,5$ pH

8.4 كريات زجاجية، يبلغ قطرها حوالي 6 مم.

9.4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني pH مجهز
بمعدل حراري مضبوط في 0,1 لوحدية العامل
الهيدروجيني pH .

10.4 ميزان ذو حمولة كافية مضبوط في 1%
للكتلة الصافية الموزونة.

11.4 حمام مائي معدل في $45^\circ \text{م} \pm 1$.

12.4 حمام مائي معدل في $37^\circ \text{م} \pm 1$.

5- المعايير

تتم المعايير وفق شروط مناسبة.

6- طريقة العمل

بالنسبة لبعض الأبحاث الخاصة (مثال
السالمونيلا) يشترط تقنيات خاصة أو لزوم بعض
الاحتياطات. بالنسبة لهذه الحالات، فإن التقنيات
مبينة في المنهج المعني.

يجب أن لا تجري العمليات المبينة في 1.1.6
و2.1.6 مباشرة تحت أشعة الشمس.

يتعين أخذ الاحتياطات العادية للنظافة.

1.6 تحضير العينة للتجربة و التخفيف الأولي

لتفادي إلحاق الضرر بالأعضاء المجهرية بسبب
التغير المفاجئ لدرجة الحرارة، يتعين أن تكون درجة
حرارة المخفف خلال العمليات المذكورة أدناه، هي
نفس درجة حرارة العينة المراد تجربتها، إلا في حالة
وجود مواصفات مخالفة.

1.1.6 الحليب و المنتجات الحليبية السائلة

رج العينة المراد تجربتها جيدا لضمان توزيع
متمثل بقدر الإمكان للأعضاء المجهرية ، بالقلب
السريع للوعاء المحتوي على العينة، 25 مرة . يجب
تجنب تشكل رغوة أو تركها تتبعثر. يجب أن لا
تتجاوز المدة بين الخلط واقتطاع العينة، ثلاث دقائق.

اقتطاع 1 ملل من العينة المراد تجربتها بواسطة
ماصة معقمة (6.4) و تضاف إلى 9 ملل من المخفف
(2.3) (أو 10 ملل من العينة المراد تجربتها لـ 90 ملل
من المخفف أو 11 ملل لـ 99 ملل).

- رج هذا التخفيف الأولي (مثال 25 مرة عن
طريق حركة تقدر بـ 300 مم في 7 ثوان) .وبذلك
نتحصل على تخفيف 10⁻¹.

- ترفع درجة الحرارة إلى 37 ± 1 م° في حمام مائي (12.4).

- في حالة استعمال جهاز المجانسة الدوراني ، ينقل الخليط إلى قنينة أخرى تحتوى على تخفيف معقم .

- يترك في 37 ± 1 م° لمدة 15 دقيقة .

- تترك الرغوة تتوزع ، قبل مواصلة العمل .

- تحضر التخفيفات المولية وفق 2.6.

6.1.6 الزبدة

توزن 10 غ من العينة المراد تجربتها في وعاء و توضع في الحمام المائي (11.4) في 45 ± 1 م° .

يترك الوعاء في الماء إلى غاية ذوبان العينة.

يضاف 90 ملل من المخفف (2.3) ثم يخلط .

يسهل إنجاز هذه العملية، في حالة استعمال جهاز المجانسة من النوع الحلقي (2.4ب).

كما يمكن العمل فقط على الطبقة المحتوية على الماء لتحضير التخفيف كما يلي :

تؤخذ كمية تقدر بـ 50 غ تحتوي على حوالي 8 ملل من الماء و يضاف إليها 42 ملل من المخفف (3.2.3) ثم يعاد تسخينه في 45 ± 1 م° .

يوضع الوعاء في الحمام المائي (11.4) في 45 ± 1 م° إلى غاية ذوبان الزبدة. يخلط جيدا و يترك على الأكثر 15 دقيقة إلى غاية حدوث الانفصال .

لفصل الطبقات، إذا اقتضى الأمر، توضع العينة الخاصة باختبار الذوبان في أنبوب الطرد المركزي معقم (أو تدوب العينة المراد تجربتها مباشرة في أنبوب الطرد المركزي) حيث تبلغ سرعة الدوران من 1000د-1 إلى 2000د-1 .

تقتطع الطبقة الدسمة (العليا) بطريقة معقمة بواسطة أنبوب معقم متصل بمضخة فارغة.

تقتطع الطبقة السفلى.

تحضير التخفيفات المولية وفق 2.6.

7.1.6 المنتجات الحليبية المجمدة (بما فيها

المثلجات الموضوعة للاستهلاك)

تطبق نفس الطريقة الخاصة بالزبدة (6.1.6)

(الطريقة الأولى) ولكن باستعمال حمام مائي (12.4) في 37 ± 1 م° على الأكثر.

تخلط المادة إلى غاية توزيعها الكامل (من دقيقة واحدة إلى 3 دقائق). في حالة استعمال جهاز المجانسة الدوراني، نعمل لمدة كافية للحصول على دوران إجمالي يبلغ من 15000 إلى 20000 دورة.

- حتى في حالة استعمال جهاز المجانسة الدوراني الأقل سرعة، ينبغي أن لا تتجاوز المدة 2,5 دقيقة. من الأفضل أن لا تتجاوز درجة حرارة التوزيع 40 ± 1 م° و أن لا تتعدى في أي حال 45 ± 1 م°. تترك الرغوة لتتوزع.

- تحضر التخفيفات المولية وفق 2.6.

4.1.6 حمض الكازيين، الكازيين اللبني، حمض

مسحوق مصال الحليب

وزن 10 غ من العينة المراد تجربتها ووضعها في كبسولة.

توضع العينة في قنينة التخفيف تحتوي على كريات زجاجية (8.4) و 90 ملل من مخفف هيدروجينو الفوسفات ثنائي البوتاسيوم (2.3.3) ويكون العامل الهيدروجيني $0,1 \pm 8,4$ p H وهذا يتعلق بـ حمض الكازيين و الكازيين اللبني .

تترك القنينة في درجة حرارة محيطية لمدة 15 دقيقة ثم ترفع درجة الحرارة إلى 37 ± 1 م° في حمام مائي (12.4).

تترك القنينات في 37 ± 1 م° لمدة 15 دقيقة مع تحريكها بقوة من حين لآخر .

تجنب استعمال جهاز المجانسة الدوراني (2.4 أ) أو جهاز من النوع الحلقي (2.4ب) بسبب تشكل الرغوة .

- تحضير التخفيفات المولية وفق 2.6.

5.1.6 الكازينات

توزن 10 غ من العينة المراد تجربتها في كبسولة وتوضع في وعاء جهاز المجانسة الدوراني (2.4 أ) أو في جهاز المجانسة من النوع الحلقي (2.4ب) أو توزن 10 غ من العينة المراد اختبارها مباشرة في الوعاء. إضافة 90 ملل من مخفف هيدروجينو- فوسفات ثنائي البوتاسيوم (2.3.3) و يكون العامل الهيدروجيني $0,1 \pm 7,5$ وفي درجة حرارة محيطية.

يخلط لحوالي دقيقتين . في حالة استعمال جهاز المجانسة الدوراني ، ينبغي العمل لمدة كافية للحصول على دوران إجمالي يبلغ من 15000 إلى 20000 دورة . حتى بالنسبة لجهاز المجانسة الدوراني الأقل سرعة يجب أن لا تتجاوز المدة 2,5 دقيقة.