

الملحق

منهج اقتطاع العينات و التحليل البكتيريولوجي للمثلجات والقشدة المثلجة

1 - اقتطاع المثلجات والقشدة المثلجة

أ - الأدوات المستعملة

1 - قارورات زجاجية سعتها 350 ملل، عريضة الفتحة محاطة بالسلكات من نوع (بيراكس) مسدودة بواسطة غطاء معدني ملولب، يحتوي على غطاء وسطي الذي يتم استبداله بعد كل تعقيم. تحتوي هذه القارورات على كريات زجاجية من نوع بيراكس. تحضر و تعقم بالمخبر.

2 - خزانة الجليد

3 - أدوات الاقتطاع

ملاعق معدنية معقمة ذات قبضة طويلة، أنابيب معدنية معقمة من نوع مسبار خاصة بالجبن المثقوب يشكل مكبس يتوغل داخل الأنبوب .

4 - مصباح من البوتان (من نوع مصباح التلحيم)

5 - ثلج كربوني أو خليط من الجليد مكسد والملح

هذا الخليط من الجليد المكسد والملح يعبأ في أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام .

ب . تقنيات الاقتطاع

1 - كمية المنتج المراد اقتطاعها : حوالي 100 غرام .

2 - تقنيات الاقتطاع

يجب أن تنجز عملية اقتطاع المثلجات و القشدة المثلجة بأخذ كل احتياطات النظافة اللازمة خاصة فيما يتعلق بفتح و غلق القارورات .

أ) المثلجات والقشدة المثلجة الموضبة

- الموجودة داخل رزم من الورق

يمدد الورق و تسرب المثلجات داخل القارورة دون اللمس باليد. إذا تعلق الأمر بمثلجات من نوع مصاصة، تقطع العصية بصفة نظيفة إلى حافة المثلجات .

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005، يجعل منهج اقتطاع العينات والتحليل البكتيريولوجي للمثلجات و القشدة المثلجة إجباريا.

إن وزير التجارة ،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 و المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 - 453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 و المتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك و عرضه،

- و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 و المتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل و المتمم،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج اقتطاع العينات و التحليل البكتيريولوجي للمثلجات و القشدة المثلجة إجباريا.

المادة 2 : من أجل اقتطاع العينات و التحليل البكتيريولوجي للمثلجات و القشدة المثلجة ، فإن مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.

كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر، في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005.

نور الدين بوكروج

إذا تم تحضير الثلجات في الجليد الكربوني، يتعين على أعوان المخبر أن يتخلصوا من هذا الجليد الكربوني مباشرة خارج المخبر .

تجرى التخفيفات عند 1/100.000 بواسطة محلول تريبتون- الملح.

و لكن انطلاقا من التخفيف 1/100، ننجز تخفيفا عند 1/200 و كذلك تخفيف عند 1/1000.

(ب) الإجراء الثاني

توضع الثلجات داخل الثلجة في +4م / +6م إلى غاية مرحلة الذوبان.

تعتبر هذه الطريقة أفضل من الإنجاز الأول بالنسبة للعينات الصغرى (100 إلى 200 غ) ، لأن الذوبان سريع و لا يلائم تضاعف البكتيريا التي تعيش في الأوساط الباردة (بسيكروتروف).

- بعد ذوبانها، تتجانس الثلجات بواسطة رج حراري داخل قارورة الاقترطاع لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق حتى و لو تعلق الأمر بثلجات بالفواكه واللوز.

- بالنسبة للثلجات و القشدة المثلجة المغلفة بالشكولاتة، تنزع الشكولاتة بالملقاط أو بسكينة معقمة و لا نختبر إلا الثلج.

- بالنسبة للثلجات والقشدة المثلجة الفائضة، تخرب الرغوة منزوعة الهواء وفق التقنية المذكورة أدناه :

وصف الجهاز : قارورة بها سداد مخرق بثقبين وإحدى الثقبين مجهز بماصة باستور. الثقب الخارجي للماصة مسدود بمثبت من القطن. و بالثقب الآخر، أنبوب من الزجاج ثقبه الخارجي مقفل بمثبت من القطن و ملحق بالفراغ .

يستعمل الأنبوب أين يتم وضع الإصبع، لتخفيض أو رفع الفراغ (الهواء) لمنع تسرب القشدة المثلجة داخل الأنبوب الموصل بأنبوب خرطومي أو بمضخة الفراغ .

- طريقة الاستعمال : تسد ماصة باستور بالإصبع. إنجاز الفراغ . و من حين لآخر، يترك الهواء يمر . ترج القارورة في أن واحد. لا يتم نزع كل الرغوة و إنما يتم إنقاصها .

2 - تقنية الفحص البكتيريولوجي

(أ) تحضير التخفيفات

القيام بتخفيفات إلى غاية 1/100.000 بمحلول تريبتون- ملح .

- الموجودة داخل رزم من الورق المقوى (الكارتون)

توضع في المساء، قارورات الاقترطاع داخل خزينة الجليد مع أكياس محتواة على جليد للتبريد . عند الاقترطاع ، يتم إخراج القشدة المثلجة بصفة نظيفة من رزم ورق المقوى ووضعها مباشرة داخل قارورات . تعوض الأكياس بالجليد الكربوني أو بأكياس أخرى محتواة على خليط جليد+ ملح.

(ب) الثلجات والقشدة المثلجة المقدمة من طرف البائع بالملقعة

- تستعمل أجهزة البائع دون تمريرها على اللهب. (ج) الثلجات و القشدة المثلجة المباعة بنصف لتر أو لتر واحد.

نستعمل ملقعة حديدية مشتعلة.

(د) الثلجات و القشدة المثلجة المباعة عن طريق جهاز التوزيع.

- تؤخذ العينة مباشرة من فوهة الجهاز .

(و) الثلجات والقشدة المثلجة المجمدة

- يستعمل أنبوب معدني مكونا مجرافا والذي يتم إخضاعه إلى إلهاب جد خفيف أثناء الاقترطاع (لا يتعدى 50م°). بواسطة مصبار مكونا لمكبس يدفع بالثلجات لوضعها داخل القارورة.

- تؤخذ جميع احتياطات العمل في المجال البكتيريولوجي بالنسبة لفتح و غلق قارورات الاقترطاع خاصة في فتح القارورة في آخر المطاف.

تمرير اللهب على ثقب القارورة و الجهة السفلى من الغطاء قبل إدخال المقترطع بقليل و كذلك عند غلق القارورة .

II - التحليل البكتيريولوجي للثلجات والقشدة المثلجة

1 - تحضير العينات

(أ) الإجراء الأول

توضع القارورات المستخرجة من الجليد الكربوني أو من الثلج داخل المجفف أوفي الحمام المائي في 37م° لمدة ساعة واحدة على الأكثر. يتعين عدم تجاوز هذه المدة و إلا وصلنا إلى بداية مرحلة اللوغاريتمية للنمو . في المجال العملي يتم مراقبة هذا التسخين في 37م° و إيقافه في أقرب أجال ممكنة .

يسكب الوسط المذوب مبدئيا و المرجع إلى 45°م 50°م داخل علب بيتري . لا يمكن الانتظار أكثر من 5 دقائق لزرع الوسط . يخلط ثم يترك ليتصلب على سطح بارد و أفقي تام .

عندما يصبح التحضير صلبا، تسكب على سطحه طبقة رقيقة من الهلام الأبيض (سمكه 2 مم تقريبا) المذوب مبدئيا و المرجع إلى 45°م . يترك ليتجمد قبل وضعه داخل المجفف .

صيغة الهلام الأبيض

الهلام..... 20 غ
ماء مقطر..... 1000 ملل
العامل الهيدروجيني (pH) : 7.

يوزع الوسط داخل أنابيب و يعقم في جهاز التعقيم في 120°م لمدة 20 دقيقة .

3 - إحصاء بكتيريات الكوليفورم والتعرف على إيشريشيا كولي

مرق اللاكتوز - الصفراء و الأخضر اللامع

صيغة الوسط

باكتو بيبتون..... 10 غ
لاكتوز..... 10 غ
ماء مقطر 786 ملل
صفراء البقرة طازجة أو محلول به 10% من الصفراء منزوعة الماء..... 200 ملل
العامل الهيدروجيني (pH) : 7, 2.

يضاف عندئذ، 13,3 ملل من محلول مائي عند 1/ 1000 من الأخضر اللامع . يوزع في أنابيب مجهزة بأجراس (10 ملل لكل أنبوب لـ 160 x 16م). يعقم في 120°م لمدة 20 دقيقة.

يزرع على مرتين

1 ملل من التخفيف عند 1/10
1 ملل من التخفيف عند 1/100
1 ملل من التخفيف عند 1/200
1 ملل من التخفيف عند 1/1000

توضع الأوساط المزروعة داخل جهاز التجفيف في 30°م لمدة 48 ساعة . تعتبر الأنابيب التي تحتوي أوساطها على غازات، محتوية على بكتيريا الكوليفورم . يتم التعرف على إيشريشيا كولي بإجراء اختبار ماك كنزي .

لكن انطلاقا من التخفيف 1/ 100 ، نجري التخفيف 1 / 200 و كذا تخفيف 1/1000.

يستعمل التخفيف 1/ 200 لإحصاء 200 بكتيريا الكوليفورم في 1 ملل .

الصبغة

تريببتون..... 1 غ
كلورور الصوديوم..... 8 غ
ماء مقطر..... 1000 ملل
العامل الهيدروجيني (pH) : 7, 2 - 7.

يوزع الوسط في أنابيب أو قارورات . و يعقم في 120°م لمدة 20 دقيقة. التحقق من تعقم الوسط قبل استعماله.

يرج كل تخفيف إما يدويا 30 مرة على الأقل، أو من الأفضل بواسطة رجاج ميكانيكي لمدة دقيقتين على الأقل و ذلك قبل المرور إلى التخفيف الموالي. ينجز كل تخفيف بواسطة ماصة مدرجة معقمة .

ب) الأبحاث التي ستنجز

في وسط صلب من تريببتون ، مستخلص الخميرة و أغار لمدة 72 ± 2 ساعة.

صيغة تريببتون، مستخلص الخميرة و أغار

تريببتون..... 6 غ
مستخلص خميرة..... 3 غ
مسحوق أغار 15 غ
ماء مقطر..... 1000 ملل
العامل الهيدروجيني (pH) : 7

يوزع الوسط في أنابيب قدرها 20x 200 مم بمقدار 20 ملل في كل أنبوب . يعقم في جهاز التعقيم في 115°م لمدة 20 دقيقة .

يزرع

1 ملل من التخفيف عند 1/1000
1 ملل من التخفيف عند 1/10.000
1 ملل من التخفيف عند 1/100.000
0,1 ملل من التخفيف عند 1/100.000.

من أجل تسهيل الإحصاء و تفادي نمو بعض المستعمرات المحتملة في الوسط، تستعمل التقنية المعروفة بـ (تقنية مضاعفة الطبقة) : تزرع 1 ملل من المادة أو من مختلف التخفيفات في علب بيتري .

اختبار ماك كنزي

لكل أنبوب لمرق اللاكتوز- الصفراء و الأخضر
اللامع يحتوي على الغاز في 30°م، نستعمل :

- أنبوب مرق اللاكتوز- الصفراء و الأخضر
اللامع (نفس الصيغة المذكورة أعلاه).

- أنبوب به ماء ببتوني بسيط و الطريقة تكون
كما يلي :

ببتون..... 10 غ

كلورور الصوديوم..... 5 غ

ماء مقطر..... 1000 ملل

(pH) : 2, 7.

- يعقم في جهاز التعقيم في 121م لمدة 20
دقيقة.

- بواسطة سلك الزرع تؤخذ قطرة من كل أنبوب
به مرق اللاكتوز- الصفراء و الأخضر اللامع و الغاز
وتزرع في أنبوب به مرق اللاكتوز- الصفراء
و الأخضر اللامع وهذا بعد الخلط بعناية .

بواسطة سلك الزرع، تؤخذ قطرة أخرى من نفس
الأنبوب المحتوي على مرق اللاكتوز- الصفراء
و الأخضر اللامع و الغاز و تزرع في أنبوب به ماء
بيبتوني بسيط، بعد الخلط بعناية.

يوضع الأنبوبان داخل حمام مائي في 44±0,5 م
لمدة 48 ساعة . للتأكد من وجود إيشيريشيا كولي،
يجب أن يكون أنبوب المرق اللاكتوز- الصفراء
و الأخضر اللامع الموضوع في الحمام المائي في 44°م
يحتوي على الغاز و أن البحث عن الأندول يكون موجب
في أنبوب الماء البيبتوني البسيط في 44°م. يتم
البحث عن الأندول بواسطة حمض النتريك النيتري
بوجود كحول الأميلي . يكشف عن الأندول بعد 24 ساعة
و 48 ساعة .

4 - البحث وإحصاء الستافيلوكوك الممرضة

التقنية الأولى : على وسط شابمان مانيتي

صيغة الوسط

باكتو ببيتون..... 2 غ

مستخلص اللحم..... 1 غ

بروتيو ببيتون..... 9 غ

كلورور الصوديوم..... 75 غ

مانيتول..... 10 غ

باكتو أغار..... 15 غ

أحمر الفينول..... 0,025 غ

ماء مقطر..... 1000 ملل

العامل الهيدروجيني (pH) النهائي : 7,4-7,5

يوزع الوسط داخل أنابيب ذات أبعاد 22 x 200 مم
بمقدار 25 ملل لكل أنبوب. يعقم في جهاز التعقيم
في 120°م لمدة 20 دقيقة . يسكب الوسط داخل علب
بيتري عند الاستعمال. يترك ليتجمد .
يجفف داخل المجفف في 37°م.

يزرع فوق علبتين مختلفتين :

0,1 ملل من منتوج غير مخفف .

0,1 ملل من التخفيف عند 1/10

يوزع على سطح الوسط بشكل منتظم، يجفف
في جهاز التجفيف في 37°م. تفحص العلب بعد 24
و 48 ساعة.

نحتفظ بالمستعمرات البيضاء أو الصفراء
المحاطة بحلقة صفراء (مانيتول +).

يتم التعرف على مستعمرات ستافيلوكوك
الممرضة بواسطة اختبار الكواقولاس الحر و كذا
اختبار الفوسفاتاز مكملة بالبحث عن الهواء اللاهواء.
فعلا، يمكن أن نتحصل على :

كواقولاس + ستافيلوكوك ممرض

فوسفاتاز +

كواقولاس + ستافيلوكوك ممرض (6% من
الحالات)

فوسفاتاز -

كواقولاس - ستافيلوكوك ممرض (4% من
الحالات)

فوسفاتاز + أو ميكروكوكيس.

في هذه الحالة الأخيرة، يجب إكمال البحث
بالتعرف عن هوائية لا هوائية، لأن بعض
الميكروكوكيس تحتوي على الفوسفاتاز إلا أنها هوائية
إجبارية بينما الستافيلوكوك هي هوائية لاهوائية.

(أ) إظهار الكواقولاس الحر

تؤخذ بعض المستعمرات المشتبه فيها و تزرع
كل واحدة منها داخل أنبوب مرق مخالف ثم يجفف في
جهاز التجفيف في 37°م. لمدة 24 ساعة .

انطلاقا من هذا الزرع من المرق :

يتم البحث عن الكواقولاس مع ترك أنبوب
كشاهد .

تجرى المراقبة كل ساعة. في حالة عدم إيجابية
الكواقولاس بعد 24 ساعة ، يجرى فحص من جديد على
مستعمرات أخرى.

إذا كان الكواقولاس سالبا : يجرى البحث عن
الهوائية و اللاهوائية.

ينجز بالموازاة شاهد لا يحتوي على محلول من ستافيلوكوك .

(محلول بارانتروفينيل فوسفات ثنائي الصوديوم تركيز 4 % في الماء المقطر).

(محلول أسيتات الصوديوم بتركيز 2,025غ في 250 ملل من الماء المقطر).

يمكن لبعض الستافيلوكوك الممرضة أن تفقد الكواقولاس، لكن إذا كان بحوزتنا فوسفاتاز + وبكتيريا هوائية لا هوائية نستنتج أنها ستافلوكوك ممرضة.

(2) تقنية أخرى لإظهار الفوسفاتاز.

التقنية الأولى : يوضع 0,50 ملل من ماء مقطر في أنبوب إنحلالي، يرش بواسطة رجاج من الزجاج قرص من ركيزة α - نافتيل فوسفات حمض الصوديوم .

ينجز في هذا المحلول، معلق من خلال الزرع المتحصل عليه فوق الهلام .

يحضن في 37°C لمدة 30 دقيقة.

إدخال في الأنبوب قرص من أورتو ديامين بيس أزوتي المرش مسبقا.

بوجود الفوسفاتاز، نتحصل على تلوين أحمر عاتم منتج من طرف α - نافتيتول المحررة.

في حالة التفاعل السلبي، يبقى اللون الأصفر الأولي سائدا.

للتعرف على الخاصية الممرضة، يجب أن تتم على عدد كاف من المستعمرات : 5 مستعمرات و أكثر، إذا كان هناك 50 مستعمرة مشتبه فيها على العلبة ، 10 مستعمرات و أكثر إذا كان هناك أكثر من 50 مستعمرة مشتبه فيها على العلبة.

التقنية الثانية : للبحث عن بكتيريا الستافيلوكوك الممرضة وإحصاءها.

استعمال وسط بيرد باركر به السيلفاميزاتين.

صيغة الوسط

(أ) الوسط الأساسي

تريبتون.....10غ

مستخلص لحم البقرة.....5غ

مستخلص الخميرة.....1غ

كلورور الليثيوم.....5غ

أغار.....20غ

محلول السلفاميزاتين 0,2%.....25 ملل

ماء مقطر.....1000 ملل

البحث عن الفوسفاتاز

البحث عن الهوائية و اللاهوائية :

يقتطع من الزرع المرقي عينة عالقة بواسطة ماصة باستور مغلقة و يزرع على مرتفع أنبوب به وسط من لحم - خميرة المذوب مبدئيا و المنعش والمرجع إلى 48°C - 50°C .

يوضع في جهاز التجفيف في 37°C لمدة 24 ساعة وذلك بعد التبريد .

صيغة الوسط لحم - خميرة : وسط لمستخلص اللحم والخميرة

بيبتون تربسيك.....10غ

كلورور الصوديوم.....5غ

مستخلص اللحم.....4غ

مستخلص الخميرة.....5غ

كلوريدات السيستين.....0,30غ

غلوكوز.....2غ

مسحوق أغار.....6غ

ماء مقطر.....1000 ملل

يغلى الوسط إلى غاية الذوبان .

يعد العامل الهيدروجيني (pH) إلى 7,2- 7,4

بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم عند 1/10 . يغلى الوسط.

يرشح و يوزع داخل أنابيب أبعادها 8 أو 9 x 180 مم، على ارتفاع 8 سم . تعقيم في 115°C . على الأكثر لمدة 30 دقيقة .

(ب) إظهار الفوسفاتاز

ينجز زرع على هلام مائل انطلاقا من زرع من مرق و تنشر على سطح الهلام. توضع في جهاز التجفيف في 37°C . لمدة 24 ساعة.

(1) بواسطة الزرع المتحصل عليه.

ننجز مستحضر جرثومي و ذلك بإضافة 20 قطرة من ماء مملح داخل أنبوب خاص بالانحلال . تنقل المستعمرات المتحصل عليها من الهلام إلى الماء الفيزيولوجي إلى غاية الحصول على مستحلب كثيف.

في أنبوب آخر انحلاي يحتوي على 0,25 ملل من محلول برانيتروفينيل فوسفات ثنائي الصوديوم، يضاف 0,25 ملل من محلول أسيتات الصوديوم . يخلط محتوى الأنبوبان و يحضنان في 37°C لمدة 20 دقيقة. إذا تحصلنا على لون اصفر واضح : وجود الفوسفاتاز

تحضير محلول السلفاميزاتين

يذوب 0,5 غ من السلفاميزاتين في 25 ملل من هيدروكسيد الصوديوم ن/10 و يكمل إلى 250 ملل بالماء المقطر.

يمكن إضافة هذا المحلول إلى الوسط قبل أو بعد التعقيم.

يعقم الوسط الأساسي لمدة 20 دقيقة في 120°م .

يعدل العامل الهيدروجيني pH النهائي إلى 7,2.

يوزع الوسط داخل أنابيب 20 x 200 مم بمقدار 20 ملل.

عند الاستعمال، يذوب الوسط الأساسي في حمام مائي يغلي ثم يبرد إلى 45°م - 48°م.

تضاف بعدها المحاليل التالية مرشحة و ساخنة في 20 ملل من الوسط الأساسي.

(ب) غليسين بتركيز 20%..... 1,2 ملل

(ج) ثلوريت البوتاسيوم بتركيز 1%..... 0,2 ملل

(د) بيروفات الصوديوم بتركيز 20%..... 1 ملل

(و) مستحلب أصفر البيض 1 ملل

تحضر المحاليل ب و ج و د في ماء مقطر ثم تعقم بتمريرها على راشح ساتز Seitz أو بواسطة شمعة شامبرلاند ل3 .

- مستحلب لصفار البيض .

- يذوب 5 ملل من صفار البيض معقم و مقتطع بصفة نظيفة في 95 ملل من ماء مالح معقم .

- التحقق من تعقم الوسط بواسطة مرق غذائي عادي ومحضن في 30°م لمدة ثلاثة أيام على الأقل .

يسكب الوسط الكامل المتحصل عليه في علب بيتري .

عندما يبرد الوسط و يجفف يزرع مع :

0,1 ملل من المنتج غير المخفف .

0,1 ملل من التخفيف عند 1/10 .

تحضن العلب المزروعة في 37°م و تفحص بعد 24 و 48 ساعة .

تكون مستعمرات الستافيلوكوك الممرضة سوداء ومحاطة بمنطقة فاتحة لصفار البيض.

يعتبر هذا المظهر خاص و مميز .

يعطى البرتيوس هوساري مستعمرات مماثلة ولكن السلفاميزاتين تعيق نموها .

يحتفظ بالوسط الكامل لمدة 24 ساعة فقط.

التحقق من الخاصية الممرضة للستافيلوكوك بالبحث عن الفوسفاتان

يستعمل الكاشف نيتروفينيل فوسفات ثنائي الصوديوم بمعدل 20غ/ملل في محلول مثبت pH تريس 8 :

المحلول المثبت تريس : ثلاثي فوسفات الصوديوم نقي : 121غ/ل.

يسكب الكاشف على سطح وسط بيرد باركر الذي نمت عليه المستعمرات المميزة.

يحضن لمدة 30 دقيقة في 30°م

تعطي الستافيلوكوك الممرضة ، فوسفاتان+، اللون الأصفر الموجود داخل المنطقة الفاتحة حول المستعمرة.

نتفادى بالتالي البحث عن الكواقولاس.

5 . البحث عن السالمونيلا

يجرى البحث على 25 ملل من المنتج .

(أ) الاغتناء المسبق للوسط

تضاف 25 ملل من المنتج في 75 ملل من مرق عادي (مضاعف التركيز) .

صيغة المرق العادي (مضاعف التركيز)

مستخلص لحم البقرة 2غ

بروتيوز بيبتون 20غ

كلورور الصوديوم 10غ

ماء مقطر 1000 ملل

يوزع الوسط المضاعف التركيز في قارورات سعتها 150 ملل بمقدار 75 ملل .

يعقم في 120°م لمدة 20 دقيقة. العامل الهيدروجيني pH 7,2.

يوضع 25 ملل من المثلجات أو القشدة المثلجة، في قارورة تحتوي على 75 ملل من المرق العادي . يحضن في 37°م لمدة 18 إلى 24 ساعة.

يجب أن يستعمل الاغتناء المسبق للوسط في المرق العادي لكل المنتججات الخاضعة للتجمد المعقم .

(ب) إغتناء الوسط

يلقح 1ملى من محتوى هذه القارورة في أنبوب به وسط سيلينيت زائد سيستين .
يحضن في 37°م أو من الأحسن في 40°م لمدة 24 ساعة.

صيغة وسط السيلينيت زائد السيستين

تريبتون..... 5غ
لاكتوز..... 4غ
فوسفات ثنائي الصوديوم 10غ
سيلينيت حمض الصوديوم..... 4غ
سيستين..... 0,01 غ
ماء مقطر..... 1000 ملل
العامل الهيدروجيني (pH) النهائي 7.
لا يعقم . يوزع في أنابيب 20 X 200 مم بمقدار 20 ملل لكل أنبوب.
يسخن في بخار متدفق لمدة 30 دقيقة ، يحفظ في الثلجة.

(ج) العزل

يتم العزل على هلام من ديزوكسيكولات السترات، لاکتوز، تركيبة ليفسون، معدلة من طرف هينس.
- يحضن في المجفف في 37°م لمدة 24 إلى 48 ساعة.
بعد أن يتم عزل المستعمرات المشتبه فيها بصفة تامة ، تزرع في وسط كليفلر.
- يتم بعدها التعرف على وجود السالمونيلا.